

Số: /TB-TTYT

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ (lần 2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung Tâm Y tế Huyện Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư y tế năm 2023 của Trung Tâm Y tế Huyện Thanh Hoá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Y tế Huyện Thanh Hóa**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phùng Tấn Tài ,Trưởng Khoa dược – TTB-VTYT ,

Điện Thoại: 0908136400:

Mail: ttythoa@longan.gov.vn hoặc dstailongan@gmail.com .

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: *theo một trong các cách thức sau:*

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thanh Hóa, Huyện Thanh Hóa, Tỉnh, Long An.*

- *Nhận qua email: ttythoa@longan.gov.vn hoặc dstailongan@gmail.com*

- *Nhận qua Fax: 02723.857.499*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Qui cách(hoặc tương	Đơn vị tính
-----	----------	--	----------	----------------------	-------------

				đương)	
1	Gòn y tế không thấm nước- Bạch Tuyết	Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, có màu vàng ngà, không thấm nước	20	Kg/cuộn	Kg
2	Bông y tế thấm nước- Bảo Thạch	Bông là những sợi mảnh, mềm và trắng, không mùi, không vị và không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ và đã loại bỏ chất béo. Dùng để hút dịch, thấm máu và rửa vết thương, chèn lót bảo vệ vết thương	150	Kg/cuộn	Kg
3	Bông y tế 3cm x 3cm, gói 500g	Tên gọi khác: Bông viên, Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước , Quy cách: 3cm x 3cm Khối lượng: 500gram/góiLoại: không tiết trùng	100	GÓI	GÓI
4	Radix CL	Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa dung dịch Chlorhexidine Gluconate IP 2,5% v/v tương đương với chlorhexidine Gluconate 0,5% w/v; Ethanol 70%.	100	Chai	Chai
5	Radix AI	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dùng trong khám bệnh, mềm dịu khi tiếp xúc với da, khô trong vòng 20 giây và không cần rửa lại với nước	50	Chai	Chai
6	Radix CG -500	Dung dịch rửa tay diệt khuẩn.Thành phần: 20% v / v chlorhexidine gluconate IP dung dịch tương đương với 4% w/v chlorhexidine gluconate, Hương liệu,	20	Chai	Chai
7	Radix G3/ 5 lít	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ: tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút.Thành phần:* 2.0 w/v Glutaraldehyde IP* Chất ứng chế ăn mòn	120	Lít	Lít
8	Radix OPA/ 5 lít	Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ.Chứa 0,55% w / w ortho-phthalaldehyd, Cơ sở nước với chất đệm, Chất chelate & chất ức chế ăn mòn	120	Lít	Lít

		Lưu trữ ở nhiệt độ 15°C -30°C. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm			
9	Radix G7/ 1 lít	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ: tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút Thành phần:* 2.45 w/v Glutaraldehyde IP* Chất ứng chế ăn mòn Thời gian tác động:* Khử trùng với tốc độ cao 20 phút	120	Chai/1 Lít	<i>chai</i>
10	Radix zyme	Dung dịch đa enzyme, sát khuẩn, khử trùng dụng cụ, loại bỏ các mảng bám trên dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi; Tương thích với tất cả thiết bị rửa và siêu âm tự động. Thành phần: * 12% v/v (Protease, Lipase, Amylase) + Chất hoạt độc bề mặt.	70	Chai/1 Lít	<i>chai</i>
11	Băng bột bó 15cm x 2.7m	Sản phẩm làm từ bông gạc cao cấp và thạch cao chất lượng cao, bao bì được tráng nhôm	300	Cuộn	<i>Cuộn</i>
12	Băng bột bó 10cm x 2.7m	Sản phẩm làm từ bông gạc cao cấp và thạch cao chất lượng cao, bao bì được tráng nhôm	300	Cuộn	<i>Cuộn</i>
13	Băng bó bột- Greetmed (7.5 cm x 2.7 m)	Sản phẩm làm từ bông gạc cao cấp và thạch cao chất lượng cao, bao bì được tráng nhôm	300	Cuộn	<i>Cuộn</i>
14	Băng thun 3 móc (10cmx3,5m)	Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su, Quy cách: 0,1m x 3,5m	2,500	Cuộn	<i>Cuộn</i>
15	Băng thun 2 móc 7.5cm*3.5m	Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su, Quy cách: 0,075m x 3m	1,500	Cuộn	<i>Cuộn</i>
16	Urgocrepe 10cmx4,5m	Băng thun có keo cố định khớp 10cm x 4.5m (Băng cuộn co giãn)	150	Cuộn	<i>Cuộn</i>
17	Băng cuộn y tế 9cm x 2,5m	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước, Quy cách: 0,09m x 2,5m	5,000	Cuộn	<i>Cuộn</i>

18	Urgo Durable 20's	Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm	30,000	Miếng	Miếng
19	Băng vô trùng -Urgo 53 x 70 mm	Băng keo có gạc vô trùng 53 x 70mm	200	Miếng	Miếng
20	Băng keo lụa (Clivex Zinc Oxide Silk Surgical tape with plastic core 2,5cm x 5m)	Trọng lượng của Keo (g/m ²): 60 - 80 Trọng lượng của Vải (g/m ²): min. 60 Độ dính (gf/cm): min. 200 Tỉ lệ keo (%): min. 10 Lực xé (kgf/cm): min. 3 TCCL: ISO, CE	5,000	Cuộn	Cuộn
21	Gạc y tế 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp (tiệt trùng), 10 miếng	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước Quy cách: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, , Đóng gói bao chỉ thị màu: 5 miếng/ gói; Loại gạc: 7x8 sợi/cm ² ;Loại: tiệt trùng (bằng khí EO)	5,000	Miếng	Miếng
22	Gạc y tế 10cm x 10cm x 8 lớp	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Quy cách: 10cm x 10cm x 8 lớp, Loại: tiệt trùng (bằng khí EO),	5,000	Miếng	Miếng
23	Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp	Nguyên liệu: vải không dệt Polyester và Rayon hoặc Polyester và Viscose, thấm nước, độ dày của vải: 40 gram/m ² ; gạc được gấp thành miếng, quy cách: 2cm x 30cm, dày 6 lớp. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO), đóng gói: 5 miếng/gói	5,000	Miếng	Miếng
24	Gạc y tế khổ vải 0,8m	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Khổ: 0,8 mét, Quy cách: 250 mét/ gói	6,000	Mét	Mét
25	Băng keo có gạc vô trùng- Urgo 250x90 mm	Băng keo có gạc vô trùng 250 x 90mm	1,000	Hộp/miếng	Miếng
26	Urgotul Ag/Silver 10x12cm	Kích thước 10cm x 12cm	1,000	Hộp/miếng	Miếng
27	Bơm cho ăn 50ml	Dung tích 50ml, đầu lớn. Thân ống và pit tông là nhựa , miếng đệm là cao su đóc xi lạnh to lắp vừa dây cho ăn. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cái.	200	Cái	Cái

28	Terumo syringe 50ml luer lock	Cỡ bơm: 50ml Đầu trượt, lệch tâm/ đầu xoắn Tương thích máy bơm tiêm điện Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	200	Cái	<i>Cái</i>
29	Bơm insulin 1ml 100UI	Các ống tiêm insulin vô trùng để sử dụng một lần được áp dụng để tiêm insulin vào cơ thể người; dung tích 1ml x 30G, 100UI	20,000	Cái	<i>Cái</i>
30	Bơm tiêm 1ml kim G25x1/2 –MPV	Dùng để tiêm	5,000	Cái	<i>Cái</i>
31	Bơm tiêm 3ml- MPV	Dùng để tiêm	6,000	Cái	<i>Cái</i>
32	Bơm tiêm 5ml- MPV	Dùng để tiêm	50,000	Cái	<i>Cái</i>
33	Bơm tiêm 10ml- MPV	Dùng để tiêm	50,000	Cái	<i>Cái</i>
34	Bơm tiêm 20ml- MPV	Dùng để tiêm	1,000	Cái	<i>Cái</i>
35	Bơm tiêm 50ml/Bơm cho ăn 50ml – MP	Dùng để tiêm	300	Cái	<i>Cái</i>
36	Lancet- Greetmed	làm bằng thép không gỉ,tiệt trùng	1,000	Cái	<i>Cái</i>
37	Kim tiêm số 23G x 1 (Kim tiêm sử dụng một lần)	Dùng cây chỉ, lấy thuốc	15,000	Hộp/100 cái	<i>cái</i>
38	Kim tiêm số 18G x 1 1/2 (Kim tiêm sử dụng một lần)	Dùng để lấy thuốc	15,000	Cái	<i>Cái</i>
39	Kim luân có cánh có cửa số 22 – Medikit	Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.	7,000	Cái	<i>Cái</i>
40	Kim luân có cánh có cửa số 24- Medikit	Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sần vỏ lại. Kim có lớp Siliconized cho sự thâm	7,000	Cái	<i>Cái</i>

		nhập mô dễ dàng. Buồng thông trong suốt dễ dàng nhìn thấy dòng máu. Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.			
41	Kim nha 27G-Terumo	Cỡ kim: 27G Chiều dài kim: 21mm Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC	2.000	Cây	Cây
42	Kim gây tê, chọc dò tủy sống (Spinal Needle Quincke) 18-27G	Đầu kim Quicke được cắt bằng công nghệ cao giúp đầu kim suôn dễ đâm vào biểu mô. Được làm từ thép không gỉ, kim và thân kim kết nối chắc, thành kim mỏng góc vát mũi kim tránh tổn thương biểu mô. Tiệt trùng từng cây bằng EO.	100	Cây	Cây
43	Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần (dạng vi cán sắt)	Kim đã được khử trùng; đóng vỉ Đảm bảo dẫn điện tốt, mũi kim đảm bảo độ sắc, độc kim mạ bạc hoặc đồng.	60,000	Cây	Cây
44	Bộ dây truyền dịch-Amidia AG	Dây dẫn dài $\geq 1500\text{mm}$, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. Bộ phận đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y. Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích $\geq 8.5\text{ml}$. Kim các cỡ. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	20,000	Sợi	Sợi
45	Khóa 3 ngã có dây 25cm	vô khuẩn và không có tính Pyrogenic, khóa + dây	50	Gói/cái	Cái

46	Găng khám size S,M-WRP	Chất liệu chính: Cao su tự nhiên Loại : Găng tay không bột, đã tiệt trùng Thiết kế đặc biệt với độ bám trên bề mặt nhằm tăng độ chính xác khi sử dụng, phủ lớp Polymer trên bề mặt, viền cổ tay, khử trùng bằng chlorination. Sản xuất theo tiêu chuẩn CE; ISO	100.000	Đôi	<i>Đôi</i>
47	Găng tay khám - Kossan dài 280 mm size S,M	Chất liệu chính: Cao su tự nhiên Loại : Găng tay không bột, đã tiệt trùng Thiết kế đặc biệt với độ bám trên bề mặt nhằm tăng độ chính xác khi sử dụng, phủ lớp Polymer trên bề mặt, viền cổ tay, khử trùng bằng chlorination. Sản xuất theo tiêu chuẩn CE; ISO	500	Đôi	<i>Đôi</i>
48	Găng tay tiệt trùng các số-S, M	Chất liệu: cao su tự nhiên, có bột; Đặc tính: tay riêng biệt, bề mặt mịn, cổ tay dính cườm, màu xám tro, tiệt trùng bằng tia gamma; Các cỡ: 6; 6,5; 7; 7,5; 8. Quy cách: 50 đôi/hộp; 4 hộp/thùng.	2,000	Đôi	<i>Đôi</i>
49	Dây cho ăn các số 8, 14, 16	Làm bằng PVC, trong suốt, không có DEHP, khử trùng bằng khí GaS	300	Sợi	<i>Sợi</i>
50	Urine Bag-Túi nước tiểu	• Công dụng: Sử dụng hệ thống thoát nước tiểu khép kín. Thích hợp cho việc sử dụng dài hạn và ngắn hạn. • Dung lượng: 2000ml. • Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. • Tiệt trùng: EO.	500	Cái	<i>Cái</i>
51	Lọ nhựa đựng mẫu PS 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	1000	Cái	<i>Cái</i>
52	Airway số (0,1,2,3,4)-Greetmed	• Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. • Được làm từ Polyethylene không độc hại. • Size có sẵn: Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp.	200	Cái	<i>Cái</i>

		Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp.			
53	Nội khí quản số (2 -> 8)-Greetmed	Được làm từ PVC không độc hại, trong suốt, mềm và mịn, loại có bóng chèn. Bóng chèn khí quản thể tích lớn. Chỉ có một lỗ vát cuối ống. Có dải cản quang dọc theo thân ống. Chiều dài đầu nối: 15mm	200	Bộ	Bộ
54	Sonde foley 2 nhánh số 8,10, 24,26,28,30	• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ. • Size: 8,10,24,26,28,30.	200	Sợi	Sợi
55	Folley 2 nhánh số (12,14,16,18,20,22)-Greetmed	• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ. • Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22.	300	Sợi	Sợi
56	Sond Nelaton từ số 12-18-Greetmed	• Được thiết kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. • Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dị ứng. • Đầu khép kín có hai mắt bên. • Màu sắc: màu vàng kem. • Thân ống mềm mại trong suốt. • Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. • Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18	150	Sợi	Sợi
57	Rectal số Số 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30Greetmed	• Chất liệu: PVC, không độc hại, không gây kích ứng. • Thân ống mềm mại, trong suốt. • Hầu hết các ống này đều có dải cản quang nằm dọc thân ống để dễ dàng xác định khi chụp X quang. • Tiệt trùng bằng khí OE. • Kích thước: Số 14, 16, 18, 20, 22, 24,	150	Cái	Cái

		26, 28, 30			
58	Bộ rửa dạ dày số 22, 27 (người lớn , trẻ em)	• Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín. • Làm từ mũ cao su tự nhiên. • Size: 22mm và 28mm. • Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.	150	Bộ	<i>Bộ</i>
59	Ống, dây hút đờm các loại, các cỡ (10,12,14,16) có khóa-Greetmed	Làm từ nhựa PVC mềm không độc hại, không gây kích ứng Đầu ống có 2 lỗ vát Loại đầu nổi: Đầu nổi có khóa kiểm soát dạng chữ T bằng ngón tay Loại không cản quang Có nối dài 4,5cm Chiều dài ống tiêu chuẩn: 50 cm	300	Cái/bộ	<i>Cái/bộ</i>
60	Dây thở oxy- Các size L S, XS Greetmed	Làm bằng PVC chuẩn y tế.Có sẵn đầu tiêu chuẩn, đầu loe, đầu mềm. Tốc độ dòng chảy cho ống thông hơi là khoảng 0,5 đến 4 lít mỗi phút (LPM).Bề mặt mềm và mịn không có cạnh sắc và vật thể.Được sử dụng cho những bệnh nhân chỉ cần oxy bổ sung lưu lượng thấp. Chiều dài ống 2m. Các size L S, XS	3,000	Sợi	<i>Sợi</i>
61	Caresilk 2/0 kim tròn-CPT	Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	1,000	Tép	<i>Tép</i>
62	Caresilk 3/0, kim tam giác –CPT	Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	1,000	Tép	<i>Tép</i>
63	Carelon 2/0,kim tam giác –CPT	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm	2,000	Tép	<i>Tép</i>
64	Chỉ carelon (nylon) số 3/0b -CPT dài 75cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm	Chỉ carelon (nylon) số 3/0b -CPT dài 75cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm	2,000	Tép	<i>Tép</i>
65	Chỉ carelon 4/0, kim tam giác -CPT	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm	2,000	Tép	<i>Tép</i>

66	Trustilen số 0 PP35A30 dài 75cm- CPT	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm	60	Tép	<i>Tép</i>
67	Trustilen 2/0 PP30A26L90 -CPT	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	100	Tép	<i>Tép</i>
68	Caresorb số 1-CPT 90cm kim tròn 40mm	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm	300	Tép	Tép
69	Caresorb 2/0, - CPT 75cm, kim tròn 26mm	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	500	Tép	Tép
70	Chỉ Trustigut © (Chromic Catgut) số 2/0,- CPT dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	800	Tép	Tép
71	Chỉ Trustigut © (Chromic Catgut) số 3/0 -CPT kim tròn 1/2c, dài 26 mm	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	500	Tép	<i>Tép</i>
72	Lưỡi dao mổ - số 10,11,12,15,20	• Chất liệu được làm từ thép carbon với công nghệ sản xuất hiện đại của Đức. • Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau. • Lưỡi dao đã được tiệt trùng. • Gồm các size: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23.	1,000	Hộp/cái	<i>Cái</i>
73	Đai cổ mềm - Gia Hung	Chức năng: Cố định đốt sống cổ. Chất liệu mút mềm, khóa Velcro, hệ thống dán xé ngoại nhập	20	Cái	<i>Cái</i>
74	Đai Desautl (phải-trái) các số (6,7,8,9)-Gia Hung	Cố định, ổn định khớp vai. Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro.	100	Cái	<i>Cái</i>
75	Đai xương đòn- Gia	Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số	100	Cái	<i>Cái</i>

	Hung				
76	Nẹp căng bàn chân ngắn (phải-trái) các số - Gia Hưng	Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại nhập, chiều cao của nẹp từ 30 - 35cm	100	Cái	<i>Cái</i>
77	Nẹp vải căng tay dài (phải-trái) các số - Gia Hưng	Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm	50	Cái	<i>Cái</i>
78	Nẹp vải căng tay ngắn (phải-trái) các số - Gia Hưng	Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 10-15cm	50	Cái	<i>Cái</i>
79	Nẹp chống xoay dài- Gia Hưng	Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại nhập, chiều cao của nẹp từ 65cm-75cm	50	Cái	<i>Cái</i>
80	Nẹp ngón tay 3 châu	Chất liệu bằng nhôm có dán mút mềm, chức năng: giữ cố định các đốt ngón tay	100	Cái	<i>Cái</i>
81	Đai treo tay- Gia Hưng	Dùng sau chấn thương, gãy xương ở cẳng tay, khớp vai, cánh tay hoặc khuỷu tay đã được xử lý bó bột hoặc không. Được làm từ vải lưới mềm, băng dính, mút mềm.	40	Cái	<i>Cái</i>
82	Nẹp đùi Zimmer các cỡ	Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp, thanh định vị bằng nhôm lớn, có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân, hệ thống dán xé ngoại nhập	30	Cái	<i>Cái</i>
83	Nẹp Iselin 25 cm - Gia Hưng	Gãy xương bàn tay hoặc đốt ngón tay. Có hai loại trái và phải. Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm.	150	Cái	<i>Cái</i>
84	Băng keo chỉ thị nhiệt cho tiệt khuẩn hơi nước 24 mm x 55 mm	Băng chỉ thị nhiệt 3M™ Comply™ 1322 dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa* Mục chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không	30	Cuộn	<i>Cuộn</i>

		chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường * Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,...* Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn* Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước* Băng chỉ thị nhiệt 3MTM ComplyTM 1322 là chỉ thị hóa học tiếp xúc loại 1 theo phân loại của ISO 11140-1:2014.* Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụngTiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương)			
85	Đầu col vàng – Greetmed	• Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thí nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. • Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-200ul	15,000	Cái	<i>Cái</i>
86	Đầu col xanh – Greetmed	• Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thí nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. • Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-1000ul	5,000	Cái	<i>Cái</i>
87	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng - An Phú	Sản phẩm dùng để khám miệng, lưỡi, họng, đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Kích thước: 150 x 20 x 2mm.	30,000	Cái	<i>Cái</i>

88	Điện cực dán tim - 3M	• Bề mặt kết dính rất chặt chẽ, độ bám dính thích hợp cho da, ngay cả khi da dính tạp chất. • Tính dẫn truyền cao. • Với sự giúp đỡ của các bề mặt tiếp xúc rộng giữa gel và da, đường truyền dẫn điện không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài.	300	Gói/50 miếng	<i>Miếng</i>
89	Kẹp rốn – Greetmed	• Công dụng: dùng để kẹp dây rốn trẻ sơ sinh. • Chất liệu: ABS, PE, PP. • Màu sắc: Trắng, màu tự chọn. • Kích thước: 5cm. • Tiệt trùng, không chứa DEHP	300	Cái	<i>Cái</i>
90	Bộ mask thở oxy có túi, có dây – Các size: S / M / L / XL Greetmed	Mask làm từ nhựa PVC y tế. Có túi chứa khí, có thông hơi an toàn, mask có dây đeo đàn hồi, kẹp mũi có thể điều chỉnh. Mask oxy có túi không thở lại cung cấp nồng độ oxy cao với ống nối 2m. Các size: S / M / L / XL	500	Cái	<i>Cái</i>
91	Mặt nạ thở oxy bộ khí dung – các Size available: S, M, L, L+, XL Greetmed	Được làm bằng nhựa PVC, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi, ống nối 2m, đóng trong gói PE, Size available: S, M, L, L+, XL	1,200	Cái	<i>Cái</i>
92	Mặt nạ thở oxy trẻ em có túi, có dây- Greetmed	Mask làm từ nhựa PVC y tế Có kẹp mũi điều chỉnh, dây đeo đàn hồi Ống nối 2m	200	Cái	<i>Cái</i>
93	Giấy siêu âm đen trắng (Kích thước 110mm x 20m)	Dùng để in hình ảnh siêu âm	100	Cuộn	<i>Cuộn</i>
94	Gel siêu âm Star Sonog - An Phú	Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm	12	Bình	<i>Bình</i>
95	Germisep 2,5g	Viên nén khử khuẩn GERMISEP® – dạng viên sủi – hòa tan nhanh trong nước tạo dung dịch acid hypochlorous (HOCl) cho tác dụng diệt khuẩn tối ưu nhất. Khả năng tạo hypochlorous acid không phân ly có tác dụng diệt các mầm	3,000	Viên	<i>Viên</i>

		bệnh dựa trên cơ chế chlorine hóa màng protein và hệ thống enzyme của vi sinh vật			
96	Dây garo tay - Quang Mậu	Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:2	300	Sợi	<i>Sợi</i>
97	Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 63mm x 30m	- Được ứng dụng nhiều trong các bệnh viện và phòng khám y tế. - Là một thương hiệu đáng tin cậy với sự hiện diện trên toàn cầu. - Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo bản in sinh động và sắc nét. - Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485.	600	Cuộn	<i>Cuộn</i>
98	Giấy ECG 50mm*30m (điện tim 3 cần)	Giấy điện tim 1 cần (sọc cam) 50mm x 30m	100	Cuộn	<i>Cuộn</i>
99	Giấy đo điện tim 3 cần (80mm*20m)	Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE-3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ) 80mm x 20m	200	Cuộn	<i>Cuộn</i>
100	Giấy ECG 110x140x200 tờ (điện tim 6 cần)	Giấy điện tim sọc đỏ Kích thước 110mm x 140mm x 200sheet	250	Xấp	<i>Xấp</i>
101	Huyết Áp người lớn- trẻ em (có ống nghe)	Máy đo huyết áp cơ ALP K2 Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Độ chính xác: +3mmHg trọng lượng : 430g Ống nghe tim phổi ALP K2 bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y nhựa P.V.C trọng Lượng : 130g	20	Bộ	<i>Bộ</i>
102	Khẩu trang y tế 3 lớp, tiệt trùng(đóng gói riêng từng cái)	Khẩu trang y tế, 3 lớp, kháng khuẩn	50,000	Cái	<i>Cái</i>
103	Khẩu trang N95	Khẩu trang được thiết kế ôm khít phần mũi, miệng và cằm. Có dây đeo tai, nẹp mũi. Đặc biệt có 2 lớp giấy lọc kháng	3,000	Cái	<i>Cái</i>

		khuẩn, kháng bụi mịn. Kháng được khí dung dạng nước và dạng dầu. Lọc bụi mịn, lọc các hạt sương dạng dầu và nước Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus, xâm nhập đường hô hấp Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường khô hấp			
104	Ống Karman mềm	Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt các ống được phân biệt kích cỡ qua màu sắc của chuỗi Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước từ cung từ 6 đến 11cm Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn Ống hút được làm bằng nhựa không latex Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất	70	Ống	Ống
105	Test hóa học đa thông số hấp ướt - 3M	Chỉ thị sinh học 1262 (nắp màu nâu) được thiết kế để kiểm tra chất lượng và kiểm soát quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C và hút chân không ở 132 ° C * Dễ sử dụng, dễ đọc kết quả* Thành phần bao gồm: Một dải bào tử Geobacillus stearothermophilus Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng Bộ lọc hoạt động như một rào cản Vạch chỉ thị tiếp xúc trên nhãn sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu sau tiệt khuẩn. * Sau khi tiệt khuẩn, lọ được nghiền nhỏ để ghép môi trường tăng trưởng với dải bào tử đã xử lý.* BI được ủ trong vòng 48 giờ với nhiệt độ ủ: 56°C ±2°C để đọc thay đổi trực quan. Có thể sử dụng với nồi ủ 3M™ Attest™ Biological Indicator Incubator 116* Sự thay đổi màu sắc thành màu vàng cho thấy bào tử còn sống sót và kết quả dương tính, có	5,000	Test	Test

		nghĩa quá trình tiệt khuẩn không thành công.* Kết quả trực quan chỉ báo cuối cùng là âm tính khi dịch giữ nguyên màu tím Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương)			
106	Nón y tế tiệt trùng – Greetmed	Sản xuất từ vải không dệt, vành nón được may với 2 đường chỉ song song, xếp dạng nén.	2,000	Cái	<i>Cái</i>
107	Miếng thử lò hấp Bowie Dick - 3M	* Comply™ Bowie-Dick Test dạng tờ giấy rời có kích thước lớn được in bằng mực chỉ thị hóa học nhạy cảm với hơi nước, không chứa chì * Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không: Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (hút chân không) của lò hấp Phát hiện rò rỉ trong hệ thống * Tờ test được sử dụng trong gói khăn tiêu chuẩn như được mô tả trong AAMI ST79. * Màu sắc hiển thị rõ ràng, dễ phân biệt, dễ đọc kết quả * Vạch chỉ thị màu vàng được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt. Nếu vạch chỉ thị xuất hiện vùng có màu sáng ở giữa tờ test, hoặc có sự khác biệt màu sắc ở các cạnh của tờ test, đó là báo hiệu lò tiệt khuẩn hơi nước không đạt (lỗi hút chân không hoặc rò rỉ không khí), cần ngưng sử dụng và báo sửa chữa * Có thể lưu trữ tài liệu	400	Miếng	<i>Miếng</i>
108	Nhiệt kế thủy ngân – Greetmed	Đo nhiệt độ cơ thể	200	Cái	<i>Cái</i>
109	Test Acuchek Active – Roche	Que: > 99% kết quả đo nằm trong vòng sai số $\pm 15\%$ với Pp chuẩn ở nồng độ $\geq 100\text{mg/dL}$ hoặc $5,55\text{ mmol/l}$. Khoảng	2,000	Hộp 200/ Test	<i>Test</i>

		đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Hematocrit: 20 - 70% (đo ngoài) Thiết bị lấy máu: Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Uno là sản phẩm chuyên biệt dành cho việc lấy máu trên bệnh nhân tại cơ sở y tế với các đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn và hoàn toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân như:- Phù hợp cho cả người lớn, trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh-Thiết kế hình chữ T để dễ dàng cho việc thao tác của nhân viên y tế ngay cả khi đeo găng tay-Công nghệ Clixmotion độc quyền giúp chuyển động đâm kim rất nhanh (dưới 3/1000 giây) và ổn định hơn.-Đầu kim bằng Thép không gỉ được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G)-Độ đâm sâu được kiểm soát 1.5mm.-Chỉ sử dụng một lần, sau khi đâm kim thì đầu kim sẽ thụt vào vỏ bảo vệ thuận tiện và an toàn cho việc loại thải. Tránh lây nhiễm chéo cho người sử dụng.-Được tiệt trùng với bức xạ Gamma-Hạn sử dụng: 4 năm (thời hạn đảm bảo vô trùng của sản phẩm)-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016. FSC, EC Tuân thủ các Đạo Luật Phòng ngừa và An toàn đâm kim (Needlestick Safety and Prevention Act - Mỹ), TRBA 250 (Đức) hoặc NR 32 (Brazil) và các luật khác.			
110	Dung dịch Javen	Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng	2,000	Can/lít	<i>lít</i>
111	Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5ml nắp trắng	Ống nghiệm nhựa thể tích 1.5ml, có vạch thể tích trên thân ống, nắp bật.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	4,000	Tube	<i>Tube</i>

112	Lam kính – nhám, tron	size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm, bề mặt nhám	20	Hộp	Hộp
113	Ống nghiệm EDTA 1ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K3 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 1ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	5,000	Ống	Ống
114	Ống nghiệm EDTA 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K3 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	12,000	Ống	Ống
115	Ống nghiệm Serum – Shangdong	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	12,000	Ống	Ống
116	Ống nghiệm Natri Citrat 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	5,000	Ống	Ống
117	Ống nghiệm Chimigly 2ml - Shangdong Yaohua	Ống nghiệm nhựa kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xám. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2 cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp.	8,000	Ống	Ống

		Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.			
118	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nắp cao su màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp để thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	5,000	Ống	<i>Ống</i>
119	Ống nghiệm không nắp 10ml	Bịch 500 ống	5,000	Ống	<i>Ống</i>
120	Túi cuộn tiết trùng loại dẹp 250mmx200m	Túi cuộn tiết trùng loại dẹp 150mmx200m	15	Cuộn	<i>Cuộn</i>
121	Túi ép dẹp 350mm*200m	Túi cuộn tiết trùng loại dẹp 350mmx200m	10	Cuộn	<i>Cuộn</i>
123	Nẹp Gỗ	Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt Màu sắc và vân gỗ tự nhiên	60	Bộ	<i>Bộ</i>
123	Test Acuchek Active - Perfoman	Que: 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ± 10 mg/dL và ± 15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/l. Men thử FAD-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015 và Hướng dẫn Châu Âu 98/79/EC về thi. Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Hematocrit: 10 - 65% Thiết bị lấy máu: Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Uno là sản phẩm chuyên biệt dành cho việc lấy máu trên bệnh nhân tại cơ sở y tế với các đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn và hoàn toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân như:- Phù hợp cho cả người lớn, trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh-Thiết kế hình chữ T	800	Hộp/test	<i>test</i>

		để dễ dàng cho việc thao tác của nhân viên y tế ngay cả khi đeo găng tay-Công nghệ Clixmotion độc quyền giúp chuyển động đâm kim rất nhanh (dưới 3/1000 giây) và ổn định hơn.-Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G)-Độ đâm sâu được kiểm soát 1.5mm.-Chỉ sử dụng một lần, sau khi đâm kim thì đầu kim sẽ thụt vào vỏ bảo vệ thuận tiện và an toàn cho việc loại thải. Tránh lây nhiễm chéo cho người sử dụng.-Được tiệt trùng với bức xạ Gamma-Hạn sử dụng: 4 năm (thời hạn đảm bảo vô trùng của sản phẩm)-Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016. FSC, EC -Tuân thủ các Đạo Luật Phòng ngừa và An toàn đâm kim (Needlestick Safety and Prevention Act - Mỹ), TRBA 250 (Đức) hoặc NR 32 (Brazil) và các luật khác.			
124	Lưới điều trị thoát vị	Tấm lưới Polypropylene Mesh là lựa chọn đầu tay trong phẫu thuật điều trị thoát vị, cũng là vật liệu thay thế được xem xét lựa chọn trong phẫu thuật. Được làm từ polypropylene là vật liệu thay thế mô, có khả năng dung nạp tốt với cơ thể. Sản phẩm cũng là lựa chọn đầu tay để hỗ trợ cho các mô tổn thương trong trường hợp không tìm đủ mô lành hoặc các tổn thương mô quá rộng, được sản xuất từ các sợi cao phân tử monofilament, một nguyên liệu cơ bản trong sản xuất chỉ phẫu thuật. Có độ dày 0,3-0,6 mm, chịu được áp lực và kháng lực cao. Cho phép cắt mà vẫn đảm bảo các liên kết nội bền vững giữa từng sợi monofilament và tính linh động kép.	Hộp /12 tép	36	Tép

125	Túi nước tiểu 2000ml (có dây treo, có khóa)	Dùng đo lượng máu mất sau sinh bằng PE	Bịch/túi	cái	100
Tổng cộng: 125 mặt hàng					

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Trung tâm Y tế Huyện Thanh Hóa- Khoa Dược –TTB-VTTYT

Khu phố 3, thị trấn Thanh Hóa, Huyện Thanh Hóa, Tỉnh, Long An

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I/2024.

4. . Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng.

Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

Điều kiện thanh toán: Hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã được giao hàng cho Chủ đầu tư, được kiểm tra và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hàng và đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).

5.Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TCHC,Dược

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thanh